



EliGene[®] Adaptor-IL NGS

REF**90069-NGS (96 reakcí)**

Složení soupravy:

3 x 700 µl Adaptor-IL Mix	1 x 40 µl p501 MID Primer
1 x 40 µl p701 MID Primer	1 x 40 µl p502 MID Primer
1 x 40 µl p702 MID Primer	1 x 40 µl p503 MID Primer
1 x 40 µl p703 MID Primer	1 x 40 µl p504 MID Primer
1 x 40 µl p704 MID Primer	1 x 40 µl p505 MID Primer
1 x 40 µl p705 MID Primer	1 x 40 µl p506 MID Primer
1 x 40 µl p706 MID Primer	1 x 30 µl RP1 Primer
1 x 40 µl p707 MID Primer	1 x 30 µl RP2 Primer
1 x 40 µl p708 MID Primer	1 x 30 µl Index Primer

Návod k použití

Skladování a doba použitelnosti:

Veškeré komponenty musejí být přepravovány a uloženy při -20 °C. Kit a zbývající MasterMixy musejí být skladovány při -20 °C v temnu.

Účel použití

EliGene[®] Adaptor-IL NGS souprava je určena pro inkorporaci Molekulárních identifikátorů (MIDs) a specifických adaptorových sekvencí k PCR produktům amplifikovaným v multiplexové PCR cílových sekvencí v rámci EliGene[®] NGS kitů umožňujících detekci polymorfismů v rámci amplifikovaných cílových oblastí.

Princip metody


EliGene[®] NGS kity umožňují multiplexovou PCR požadovaných cílových oblastí v rámci analyzovaných genů. Doporučené množství vstupní DNA do této multiplexové reakce je mezi 20-100 ng DNA získané izolací z formalinem fixovaných parafinových bločků (FFPE) nebo krve. Následně jsou takto získané amplikony z jednotlivých vzorků označeny MID sekvencemi a smíchány dohromady. Takto připravený vzorek je následně kvantifikován a sekvenován pomocí NGS přístroje Illumina umožňující multi-paralelní sekvenaci (MPS) dle návodu výrobce. Výsledné sekvence jsou následně srovnány s referenčními sekvencemi jednotlivých analyzovaných genů pro identifikaci polymorfismů.

Obecný úvod

Pomocí EliGene[®] NGS kitů dochází v jedné nebo více multiplexových PCR k amplifikaci cílových oblastí z jednoho vzorku (Obrázek 1a). K amplifikaci je využit ready-to-use mastermix obsahující hot-start DNA polymerázu. Výsledné amplikony jsou následně 100x zředěny. V následné PCR reakci za použití EliGene[®] Adaptor-IL NGS soupravy jsou ke všem amplikonům z první PCR přidány MID sekvence společně s p7 a p5 adaptory nutnými pro sekvenaci na sekvenátoru MiSeq (Illumina). Výsledné amplikony z jednoho vzorku jsou následně smíchány dohromady dle daného postupu, přečištěny od sekvencí kratších 150 bp a kvantifikovány pomocí Real-Time PCR za využití standardů. Takto přečištěné a označené amplikony jednotlivých vzorků jsou následně ve stejném poměru smíchány dohromady za vzniku výsledné směsi amplikonů pro sekvenční reakci. Sekvenční reakce je poté provedena na přístroji MiSeq (Illumina) dle návodu výrobce za použití specifických sekvenčních primerů z EliGene[®] Adaptor-IL NGS soupravy (Obrázek 1c). V rámci sekvenčního běhu je provedena můstková PCR pro vytvoření jednotlivých klastrů, na kterých jsou prováděná jednotlivá sekvenční



čtení. Poloha jednotlivých sekvenčních primerů dodávaných v rámci EliGene® NGS souprav a sekvenční chemie firmy Illumina, jsou uvedeny na obrázku 1c.



Obrázek 1. Schéma procesu vedoucí k multiplexové amplifikaci cílových sekvencí (A), přidání adaptorů p7 a p5 obsahující MID sekvence (B) a struktura výsledného produktu pro sekvenci na přístroji MiSeq (Illumina) (C)

Vzorek

Amplikony vzniklé v rámci multiplexové PCR reakce dodávané v rámci kitů EliGene® Lung NGS, EliGene® Colorectum NGS a EliGene® GIST NGS.

Pro vlastní analýzu je nezbytné, aby byly amplikony vzniklé v rámci multiplexové PCR ihned zpracovány nebo uchovávány při -20°C. V žádném případě se nedoporučuje skladování vzniklých amplikonů při 4°C.



Reagencie v tomto kitu jsou určeny k inkorporaci specifických MID sekvencí a p5, p7 adaptorů nezbytných pro vlastní sekvenční běh na přístroji MiSeq. Pro každý vzorek (včetně negativní kontroly) určený pro sekvenční běh musí být použita jedinečná kombinace MID p7-p5 primerů. Pro předejití problémů vyplývajících z nízké nukleotidové diverzity v MID sekvencích na přístroji MiSeq použijte pomocnou šablonu pro návrh dostupnou v sekci NGS kity na stránkách www.elisabeth.cz nebo na CD přiloženém u kitu. Pokud budete sekvenovat vzorky s alelickou frekvencí nižší než 20%, velmi se doporučuje nepoužívat stejné kombinace MIDů ve dvou po sobě jdoucích bězích.

1. Nechte rozmrznout zkumavky obsahující příslušné MID p7 a p5 primery vybrané na základě kombinační šablony a zkumavku obsahující PCR Mix.
2. Po rozmrazení obsah všech zkumavek krátce zvortexujte a stočte.
3. Dle tabulky uvedené níže připravte PCR směsi pro každou kombinaci MID primerů.

PCR Mix	MID p7 Primer	MID p5 Primer
20.00 µl	2.0 µl	2.0 µl

4. Následně do amplifikační směsi přidejte 1 µl PCR produktu z předchozí Multiplex PCR naředěného v poměru 1:100 PCR vodou. Ředění se doporučuje provádět v objemu alespoň 200 µl (např. smícháním 2 µl PCR produktu se 198 µl PCR vody, zvortexováním a stočením).
5. Výslednou PCR reakční směs promíchejte, stočte a vložte do PCR cycleru a spusťte následující teplotní profil

Teplotní profil:

95°C 3 min
95°C 15 s
60°C 20 s 20x
72°C 60 s
72°C 5 min

Nastavte teplotní rampu mezi 1-2°C/s

Neskladujte PCR produkty v lednici, pokud je nebudete ihned zpracovávat, uchovávejte je při -20°C.

Přečištění knihovny

Každou amplikonovou knihovnu je nutné před dalším použitím přečistit od krátkých fragmentů pomocí GeneRead Size Selection Kitu (Qiagen).

1. Smíchejte 25 µl amplifikačního produktu se 100 µl SB1 pufru, promíchejte krátce na vertexu a stočte.
2. Přepipetujte směs do MinElute spin kolonky a centrifugujte 1 min při 12000 až 14000 x g.
3. Proteklý roztok vylijte a nepipetujte na kolonku 700 µl 80% etanolu a znovu centrifugujte 1 min při 12000 až 14000 x g.
4. Opakujte krok 3.
5. Odstraňte proteklý roztok a centrifugujte prázdnou MinElute spin kolonku 1 min při 12000 až 14000 x g.
6. Vložte MinElute spin kolonku do nové 1.5 ml zkumavky a přidejte 17 µl EB pufru na střed membrány a nechte kolonku stát 1 minutu na stole.



7. Následně centrifugujte kolonku 1 min při 12000 až 14000 x g. Eluovaná DNA je poté připravena k použití.

Stanovení koncentrace knihovny

1. Koncentraci knihovny stanovte pomocí qPCR za využití KAPA Library Quant Kitu (KAPA Biosystems), kdy postupujte dle přiloženého návodu pro kvantifikaci v reakčním objemu 10 µl, kdy kvantifikace vzorku a standardů se doporučuje provádět alespoň v duplikátu a průměrné délky ampliconů pro mixy ze souprav řady EliGene® NGS jsou pro COLORECTUM NGS Mix 410 bp, LUNG NGS Mix 390 bp, c-Kit NGS Mix 390 bp a pro PDGFR NGS Mix 380 bp.
2. Před vlastní kvantifikací se doporučuje provést ředění vzorků získaných po přečištění pomocí GeneRead Size Selection Kitu (Qiagen) 1:10000 a 1:50000. Ředění se doporučuje provádět ve dvou po sobě jdoucích krocích (např. smícháním 2 µl vzorku se 198 µl PCR vody, zvortexováním a stočením a opětovným smícháním 2 µl takto naředěného produktu se 198 µl PCR vody, zvortexováním a stočením).
3. Pro předejití problémů vyplývajících ze špatného výpočtu výsledné koncentrace vzorků použijte pomocnou šablonu pro kvantifikaci knihovny dostupnou v sekci NGS kity na stránkách www.elisabeth.cz nebo na CD přiloženém u kitu.
4. Jednotlivé vzorky se stanovenou koncentrací naředíte dle šablony pro kvantifikaci knihovny na 4 nM v 1 x TE, zvortexujete a krátce stočte.
5. Pokud možno ihned pokračujte v dalším postupu nebo vzorky zamrazte na -20°C.

Smíchání jednotlivých ampliconových knihoven

- Dbejte na to, abyste míchali pouze knihovny obsahující unikátní MID kombinaci.
- Velmi se doporučuje dosáhnout alespoň minimálního pokrytí 100x na jednotlivý vzorek. Nicméně vyšší pokrytí může být nezbytné pro případy variant s nízkou frekvencí.
- Pro výpočet počtu vzorků na jednotlivý sekvenční běh musíte započítat přidání PhiX kontroly v koncentraci 5% dle doporučení výrobce.
- V případě detekce somatických mutací je nezbytné vzít v potaz množství nádorové tkáně (TTC) v FFPE vzorku. Naředěná knihovna vzorku s nižším procentem TTC vyžaduje vyšší poměr ve finální směsi (např. knihovna ze vzorků obsahující 80% a 40% TTC vyžaduje přidání dvojnásobného množství vzorku s obsahem TTC 40% oproti vzorku s obsahem TTC 80%).
- Smíchejte jednotlivé knihovny dle schématu uvedeného v šabloně pro kvantifikaci knihovny dostupné v sekci NGS kity na stránkách www.elisabeth.cz nebo na CD přiloženém u kitu, krátce zvortexujte a stočte.
- Velmi se doporučuje provést ještě jednou kvantifikaci takto vzniklé knihovny pro ověření, zdali je koncentrace 4 nM.
- Ihned pokračujte v dalším postupu nebo směšnou knihovnu zamrazte na -20°C.

Můstková PCR a sekvenace

Před každou analýzou se velmi doporučuje provést maintenance proplach. Směs ampliconů může být následně zpracována jedním ze sekvenčních kitů firmy Illumina, které obsahují všechny nezbytné reagenty pro provedení sekvenace z připravené ampliconové knihovny na přístroji MiSeq dle níže uvedeného postupu.

- Zvolte si příslušný Illumina sekvenační kit: v2 (500 cyklů, 2x250 reads), kdy počet Read1 a Read2 cyklů nastavte na 201.



Struktura sekvenčních čtení

Jednotlivá čtení mají následující strukturu: Čtení 1 (Read1) začíná oblastí obsahující PCR přímý primer a pokračuje amplifikovanou oblastí. V některých případech může tato sekvence pokračovat reverzní sekvencí zpětného primeru. Čtení 2 (Read2) má podobnou strukturu, kdy začíná oblastí obsahující PCR zpětný primer a pokračuje amplifikovanou oblastí. V některých případech může tato sekvence pokračovat reverzní sekvencí přímého primeru. V rámci správného vyhodnocení získaných dat je nezbytné vystřížení "Trimming" použitých PCR primerů

Srovnání dat k referenční sekvenci

Sekvenční čtení mohou být srovnána k cílové oblasti sekvence pro lidský genom. K usnadnění vyhodnocení specifických informací (např. pozic mutací) obsažených v rámci získaných dat mohou být použity různé programy, jako např. Variant Studio program firmy Illumina.

- Při analýze pomocí programu Illumina® VariantStudio™ ver. 2.2.2 nebo vyšší je doporučeno postupovat dle instrukcí výrobce.
- Prvně nainstalujte a spusťte program z Illumina® Base Space®. Zvolte si váš projekt a po spuštění programu vyberte ze seznamu soubor, který má být přidán. Pro import jednotlivých variant z vašeho VCF souboru zvolte možnost „All variants „.
- Referenční sekvence pro „Genes“ KRAS, NRAS, BRAF, PDGFRA α , c-Kit a EGFR jsou zadány v sample sheet souboru dle tabulky 1 níže.

Tabulka 1. Referenční sekvence pro geny dle referenční sekvence hg19

Name	Chromosome	Amplicon Start	Amplicon End
NRAS_Ex2	chr1	115258600	115258827
NRAS_Ex3	chr1	115256394	115256693
NRAS_Ex4	chr1	115252139	115252396
KRAS_Ex2	chr12	25398151	25398344
KRAS_Ex3	chr12	25380077	25380397
KRAS_Ex4	chr12	25378457	25378790
BRAF_Ex15	chr7	140452987	140453265
PDGFRA_Ex8	chr4	55136751	55136967
PDGFRA_Ex10	chr4	55139665	55139930
PDGFRA_Ex12	chr4	55140985	55141199
PDGFRA_Ex14	chr4	55143970	55144249
PDGFRA_Ex18	chr4	55151973	55152205
CKIT_Ex9	chr4	55591944	55592236
CKIT_Ex11	chr4	55593514	55593750
CKIT_Ex13	chr4	55594120	55594371
CKIT_Ex14	chr4	55595417	55595724
CKIT_Ex15	chr4	55597418	55597689
CKIT_Ex16	chr4	55597939	55598192
CKIT_Ex17	chr4	55599207	55599372
EGFR_Ex18	chr7	55241580	55241823

