



EliGene[®] Adaptor-IL NGS

REF**90069-NGS (96 reakcí)**

Složení soupravy:

3 x 700 µl Adaptor-IL Mix	1 x 40 µl p501 MID Primer
1 x 40 µl p701 MID Primer	1 x 40 µl p502 MID Primer
1 x 40 µl p702 MID Primer	1 x 40 µl p503 MID Primer
1 x 40 µl p703 MID Primer	1 x 40 µl p504 MID Primer
1 x 40 µl p704 MID Primer	1 x 40 µl p505 MID Primer
1 x 40 µl p705 MID Primer	1 x 40 µl p506 MID Primer
1 x 40 µl p706 MID Primer	1 x 30 µl RP1 Primer
1 x 40 µl p707 MID Primer	1 x 30 µl RP2 Primer
1 x 40 µl p708 MID Primer	1 x 30 µl Index Primer

Návod k použití

Skladování a doba použitelnosti:

Veškeré komponenty musejí být přepravovány a uloženy při -20 °C. Kit a zbývající MasterMixy musejí být skladovány při -20 °C v temnu.

Účel použití

EliGene[®] Adaptor-IL NGS souprava je určena pro inkorporaci Molekulárních identifikátorů (MIDs) a specifických adaptorových sekvencí k PCR produktům amplifikovaným v multiplexové PCR cílových sekvencí v rámci EliGene[®] NGS kitů umožňujících detekci polymorfismů v rámci amplifikovaných cílových oblastí.

Princip metody


EliGene[®] NGS kity umožňují multiplexovou PCR požadovaných cílových oblastí v rámci analyzovaných genů. Doporučené množství vstupní DNA do této multiplexové reakce je mezi 20-100 ng DNA získané izolací z formalinem fixovaných parafinových bločků (FFPE) nebo krve. Následně jsou takto získané amplikony z jednotlivých vzorků označeny MID sekvencemi a smíchány dohromady. Takto připravený vzorek je následně kvantifikován a sekvenován pomocí NGS přístroje Illumina umožňující multi-paralelní sekvenaci (MPS) dle návodu výrobce. Výsledné sekvence jsou následně srovnány s referenčními sekvencemi jednotlivých analyzovaných genů pro identifikaci polymorfismů.

Obecný úvod

Pomocí EliGene[®] NGS kitů dochází v jedné nebo více multiplexových PCR k amplifikaci cílových oblastí z jednoho vzorku (Obrázek 1a). K amplifikaci je využit ready-to-use mastermix obsahující hot-start DNA polymerázu. Výsledné amplikony jsou následně 100x zředěny. V následné PCR reakci za použití EliGene[®] Adaptor-IL NGS soupravy jsou ke všem amplikonům z první PCR přidány MID sekvence společně s p7 a p5 adaptory nutnými pro sekvenaci na sekvenátoru MiSeq (Illumina). Výsledné amplikony z jednoho vzorku jsou následně smíchány dohromady dle daného postupu, přečištěny od sekvencí kratších 150 bp a kvantifikovány pomocí Real-Time PCR za využití standardů. Takto přečištěné a označené amplikony jednotlivých vzorků jsou následně ve stejném poměru smíchány dohromady za vzniku výsledné směsi amplikonů pro sekvenční reakci. Sekvenční reakce je poté provedena na přístroji MiSeq (Illumina) dle návodu výrobce za použití specifických sekvenčních primerů z EliGene[®] Adaptor-IL NGS soupravy (Obrázek 1c). V rámci sekvenčního běhu je provedena můstková PCR pro vytvoření jednotlivých klastrů, na kterých jsou prováděná jednotlivá sekvenční



čtení. Poloha jednotlivých sekvenčních primerů dodávaných v rámci EliGene® NGS souprav a sekvenční chemie firmy Illumina, jsou uvedeny na obrázku 1c.



Obrázek 1. Schéma procesu vedoucí k multiplexové amplifikaci cílových sekvencí (A), přidání adaptorů p7 a p5 obsahující MID sekvence (B) a struktura výsledného produktu pro sekvenci na přístroji MiSeq (Illumina) (C)

Vzorek

Amplikony vzniklé v rámci multiplexové PCR reakce dodávané v rámci kitů EliGene® Lung NGS, EliGene® Colorectum NGS a EliGene® GIST NGS.

Pro vlastní analýzu je nezbytné, aby byly amplicony vzniklé v rámci multiplexové PCR ihned zpracovány nebo uchovávány při -20°C. V žádném případě se nedoporučuje skladování vzniklých ampliconů při 4°C.



7. Následně centrifugujte kolonku 1 min při 12000 až 14000 x g. Eluovaná DNA je poté připravena k použití.

Stanovení koncentrace knihovny

1. Koncentraci knihovny stanovte pomocí qPCR za využití KAPA Library Quant Kitu (KAPA Biosystems), kdy postupujte dle přiloženého návodu pro kvantifikaci v reakčním objemu 10 µl, kdy kvantifikace vzorku a standardů se doporučuje provádět alespoň v duplikátu a průměrné délky ampliconů pro mixy ze souprav řady EliGene[®] NGS jsou pro COLORECTUM NGS Mix 410 bp, LUNG NGS Mix 390 bp, c-Kit NGS Mix 390 bp a pro PDGFR NGS Mix 380 bp.
2. Před vlastní kvantifikací se doporučuje provést ředění vzorků získaných po přečištění pomocí GeneRead Size Selection Kitu (Qiagen) 1:10000 a 1:50000. Ředění se doporučuje provádět ve dvou po sobě jdoucích krocích (např. smícháním 2 µl vzorku se 198 µl PCR vody, zvortexováním a stočením a opětovným smícháním 2 µl takto naředěného produktu se 198 µl PCR vody, zvortexováním a stočením).
3. Pro předejití problémů vyplývajících ze špatného výpočtu výsledné koncentrace vzorků použijte pomocnou šablonu pro kvantifikaci knihovny dostupnou v sekci NGS kity na stránkách www.elisabeth.cz nebo na CD přiloženém u kitu.
4. Jednotlivé vzorky se stanovenou koncentrací naředte dle šablony pro kvantifikaci knihovny na 4 nM v 1 x TE, zvortexujte a krátce stočte.
5. Pokud možno ihned pokračujte v dalším postupu nebo vzorky zamrazte na -20°C.

Smíchání jednotlivých ampliconových knihoven

- Dbejte na to, abyste míchali pouze knihovny obsahující unikátní MID kombinaci.
- Velmi se doporučuje dosáhnout alespoň minimálního pokrytí 100x na jednotlivý vzorek. Nicméně vyšší pokrytí může být nezbytné pro případy variant s nízkou frekvencí.
- Pro výpočet počtu vzorků na jednotlivý sekvenční běh musíte započítat přidání PhiX kontroly v koncentraci 5% dle doporučení výrobce.
- V případě detekce somatických mutací je nezbytné vzít v potaz množství nádorové tkáně (TTC) v FFPE vzorku. Naředěná knihovna vzorku s nižším procentem TTC vyžaduje vyšší poměr ve finální směsi (např. knihovna ze vzorků obsahující 80% a 40% TTC vyžaduje přidání dvojnásobného množství vzorku s obsahem TTC 40% oproti vzorku s obsahem TTC 80%).
- Smíchejte jednotlivé knihovny dle schématu uvedeného v šabloně pro kvantifikaci knihovny dostupné v sekci NGS kity na stránkách www.elisabeth.cz nebo na CD přiloženém u kitu, krátce zvortexujte a stočte.
- Velmi se doporučuje provést ještě jednou kvantifikaci takto vzniklé knihovny pro ověření, zdali je koncentrace 4 nM.
- Ihned pokračujte v dalším postupu nebo směšnou knihovnu zamrazte na -20°C.

Můstková PCR a sekvenace

Před každou analýzou se velmi doporučuje provést maintenance proplach. Směs ampliconů může být následně zpracována jedním ze sekvenčních kitů firmy Illumina, které obsahují všechny nezbytné reagenty pro provedení sekvenace z připravené ampliconové knihovny na přístroji MiSeq dle níže uvedeného postupu.

- Zvolte si příslušný Illumina sekvenační kit: v2 (500 cyklů, 2x250 reads), kdy počet Read1 a Read2 cyklů nastavte na 201.



- Pro Custom sekvenační běh budete potřebovat vlastní sekvenační primery a index primer, které jsou dodávány jako součást tohoto kitu v 50 μ M koncentracích. Tyto tři primery jsou nazvány:

RP1 - Read1 Seq Primer

Index - Index Seq Primer

RP2 - Read2 Seq Primer

- Každý primer naředěte na 0.5 μ M koncentraci smícháním 6 μ l 50 μ M zásobního roztoku s 594 μ l HT1 (Hybridizačního) pufru. Směs dobře promíchejte a stočte.
- 600 μ l takto naředěných primerů napipetujte do sekvenační kazety do těchto pozic:
 - Read1 seq Primer do pozice 18
 - Index Seq Primer do pozice 19
 - Read2 seq Primer do pozice 20
- Zkontrolujte, že na dně jamek kazety nejsou vzduchové bublinky anebo je odstraňte.
- Dle manuálu k přístroji MiSeq zdenaturujte a připravte knihovnu obsahující směs ampliconů. Pro MiSeq Reagent kity v2 doporučujeme začít s 4-6 pM ředěním. Toto množství však může být měněno pro dosažení optimální hustoty klastrů na vašem systému.
- Pro vytvoření výsledného vzorku přidejte dle manuálu k přístroji MiSeq PhiX kontrolu ve výsledné koncentraci 5% (kat.č. FC-110-3001, Illumina).
- Napipetujte 600 μ l výsledného vzorku do pozice Load Samples.
- Pomocí Illumina Experiment Manager vytvořte SampleSheet dle následujících pokynů:
 - 1) Zvolte přístroj "MiSeq".
 - 2) Vyberte kategorii "Targeted Resequencing", následně vyberte "PCR Amplicon" a kliknete Next.
 - 3) Vyplňte "PCR Amplicon Run" nastavení s následnými parametry:
 - Sample Prep Kit: vyberte "Nextera"
 - o Index Reads: zvolte "2"
 - o Read Type: vyberte "Paired End"
 - o Cycles Read1: 201
 - o Cycles Read2: 201
 - o Nechejte zvolené "Use Adapter Trimming"
 - 4) Změňte PCR Amplicon Workflow následovně: zvolte 3 "Custom Primers" a klikněte Next.
 - 5) Přidejte do SampleSheet vzorky, kdy správný Manifest soubor si stáhněte ze sekce NGS kity na stránkách www.elisabeth.cz nebo z CD u kitu.
- Dále postupujte dle kroků uvedených v MiSeq Control Software (MCS) rozhraní.

Odečet a Interpretace výsledků

Datový soubor

Přístroj MiSeq generuje pro každý klastr dvě čtení (Read1 a Read2), které poté definuje jako čtecí pár (read pair). Za pomoci dvou indexovaných čtení je poté automaticky provedena de-multiplexace dat pomocí programu MiSeq Reporter jejímž výsledkem jsou FASTQ soubory dle definice vzorků v tabulce "SampleSheet". Tyto FASTQ soubory obsahují pouze data ze čtení, která prošly filtrem kvality.

