




EliGene® Lab Cleaner B

Speciální dekontaminace povrchů od nukleových kyselin

EliGene® Lab Cleaner B je navržen jako jednorázový přípravek pro dekontaminaci laboratorních povrchů od nukleových kyselin (DNA, RNA) a DNase, RNase. Přípravek působí také jako baktericidní, virucidní a fungicidní činidlo. Roztok nedegraduje plasty a plexisklo.

Na co lze přípravek použít:

- sklo
- plexisklo
- plast
- lamináty
- pipety



Obr. A: Ukázka PCR analýzy vzorku před (zelená křivka) a po dekontaminaci (modrá křivka) přípravkem **EliGene® Lab Cleaner B**.

Dostupné přípravky EliGene® Lab Cleaner B

90076-250R

Granulovaný přípravek + rozprašovač

pro 250 ml roztoku

90076-250

Granulovaný přípravek

pro 250 ml roztoku